

品源 DXA-800E 外周双能 X 射线骨密度仪环境要求

一、设备需要独立房间

使用面积 5 平方米以上，机房内最小单边长度 2 米

二、设备是否有特殊水电要求

无需特别水电要求，220V 电压即可

三、设备重量是多少

设备主机约 25kg

四、环境要求

1、医院应提供有标准接地保护的电源插座，电源:AC220±10%,50Hz±1Hz;电源插座应有 10A 的电流容量，并且应有接地措施;

2、本仪器在使用时，远离产生或潜在存在电磁干扰的设备

3、本仪器不能与多台设备互联电源使用，避免产生的漏电流叠加产生安全隐患。

4、环境温度范围:-20℃~+55℃;

5、相对湿度范围:≤93%

6、大气压力:700hpa~1060hpa。